
















Instructie afname urine voor kweek of drugsonderzoek

 <p>1</p> <p>1. Een urine potje en keuze uit 2 buizen (een kleine voor drugs-onderzoek of een grote voor een urinekweek)</p> <p>2. Was uw handen!</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p> <p>3. Draai de deksel van het potje.</p>  <p>4</p> <p>4. Raak het uitstekende deel van de deksel niet aan!!</p>	  <p>3-5 x</p> <p>5. Laat het eerste deel van de urine (bij voorkeur ochtendurine) in het toilet lopen. Vang daarna de urine op in het potje (minimaal 30 ml). Schroef de deksel goed sluitend op het potje, zodat het lekdicht is. Zet het potje rechtop neer en kantel het urinepotje rustig 3-5 keer.</p>	 <p>5</p> <p>5. Schrijf op een stickers duidelijk de naam, geboortedatum en de datum waarop de urine is verzameld en plak deze sticker op het buisje.</p>  <p>6</p> <p>6. Let op: Laat de dop op de buis!</p>
 <p>7</p> <p>7. Trek de witte sticker op het deksel een stukje los, NIET helemaal verwijderen, zodat u deze later kan terugplakken. U ziet nu een opening.</p>  <p>8</p> <p>8. Let op: Scherpe naald onder de sticker!</p>	 <p>8</p> <p>Druk de grote buis met de dop naar beneden zover mogelijk door in de opening van de deksel. De buis vult zich vanzelf! Trek de buis uit de opening.</p>	 <p>8</p> <p>Gooi het restant van de urine weg in het toilet. Plak de witte sticker terug over de opening van het potje en werp het potje in de afvalcontainer.</p>	 <p>8-10 x</p> <p>Kantel rustig de kleine en grote gevulde buis en doe de buizen terug in het zakje. Stuur het zakje met het ingevulde aanvraagformulier naar het MaasstadLab of geef het mee aan de MaasstadLab medewerker.</p>	